



Aufbau Mikroskop

1. Okular-Sehschärfeneinstellung und Augenabstandseinstellung
2. Tubus
3. Stativ
4. Dimmer, Helligkeitsregler
5. Ein- und Ausschalter
6. Mikrometerschraube – Feintrieb
7. Makrometerschraube – Grobtrieb
8. Kreuztischschraube
9. Kreuztischschraube
10. Leuchtfeldblende
11. Hebel der Aperturblende
12. Kondensator
13. Zentrierschrauben rechts und links
14. Objektisch
15. Objektive
16. Revolver
17. Kondensorschraube links